

## 工业实验室烘箱

三个版本满足不同的需求, 基本版、优质版、优质加强版。

如今, 汽车和航天工业、电子和生物制药工业以及大学研究实验室对可靠、快速和节能热处理的需求量超越了以往任何时期。许多旧设备已经使用了几十年, 不再能够满足当前不断增长的需求。

我们的工业实验室烘箱可提供加热和干燥箱, 用于产品开发、质量测试和热老化 — 为您的特殊工艺提供定制解决方案。

我们的工业实验室烘箱的容积大小在 60 到 200 升之间, 专为需要坚固结构的工业环境中的“重载”应用而设计。在温度 +50 至 +300°C 范围内实现了高精度温度控制, 并保证结果的复现性和可靠性的。

无论是在生产、质量保证还是研发领域 — 我们将为您提供值得信赖的烘箱, 三个版本满足不同的需求, 基本版、优质版、优质加强版。

设备亮点:

- 创新、可靠、准确
- 最适合“重载”应用
- 适应未来的联网选件
- 旧设备的理想替代品



Small, trong, smart.



### 设计和技术参数

型号 vötschoven Lab		60L	100L	200L
工作室容积	L	52	98	185
工作室尺寸 (宽x深x高)	mm	403x340x380	554x340x524	554x503x 664
外部尺寸 (宽x深x高)	mm	728x545x556	879x545x700	879x715x820
占地面积 (宽 x 深)	mm	728x538	879x538	879x715
额定温度	°C	室温+10°C至+300°C		
温度均匀度	K	设定值的±1%		
温度偏差	K	± 0.1K		
功率	KW	1.8	2.3	3.1
排气流量	m³/h	30		
样品架数量	个	2 (标配) /10 (最多)	2 (标配) /14 (最多)	2 (标配) /18 (最多)
样品架负载	kg	20 (单个) /80 (最多)	20 (单个) /100 (最多)	20 (单个) /120 (最多)
净重/带包装重量	kg	46/96	60/120	82/152
额定电压	V AC	230 1/N/PE		
额定频率	HZ	50		
防护等级		IP54		

备注: 此样本提供的产品概述仅供参考, 既不是相关的建议和推荐也不是任何合同的一部分。由于本公司的产品会不断更新, 因此我们保留对技术指标变更的权力, 恕不另行通知, 谢谢合作。