

SIMPATI Versionen	Desktop-OS								Server OS				
	Win10	Win8.1	Win8	Win7 ¹⁾	Vista	WinXP	Win2000	Win98	2016 ³⁾	2012	2008 ¹⁾	2003	NT4
2016 ²⁾													
4.50SP2													
4.50SP1													
4.50													
4.06		4)	4)										
4.04													
4.02													
4.0													
3.0													
2.xx													
1.xx													

¹⁾ 32Bit und 64Bit Versionen

²⁾ aktuelle Version (Stand: 03/2018)

³⁾ Der Simpati Rechner darf nicht gleichzeitig als Domänen Controller konfiguriert sein

⁴⁾ nur mit installiertem Patch 1+2 für 4.06